
BODYFORMING

Schlanker. Straffer. Stärker



THREE SIXTY°

Fühlen Sie sich wohl in Ihrem Körper – mit moderner Laser- und EMS-Technologie, die dort ansetzt, wo Training allein oft nicht reicht.



PHYSIQ 360 – Das innovative Body-Contouring-System von DEKA

PHYSIQ 360 ist das neueste System aus dem Hause DEKA. In den USA bereits mit großem Erfolg etabliert, setzt PHYSIQ 360 neue Maßstäbe in der nicht-invasiven Körperformung. Durch die Kombination aus modernster Lasertechnologie und elektrischer Muskelstimulation wird gleichzeitig der Umfang reduziert, Muskeln aufgebaut und die Haut gestrafft – individuell angepasst an die Bedürfnisse Ihrer Kund*innen.

Technologien

+ Lasertechnologie

Die fortschrittliche Lasertechnologie erwärmt gezielt das Gewebe und trägt so zur Reduktion von Volumen sowie zur Neuformung der Körperkontur bei. Gleichzeitig wird die Kollagenneubildung angeregt, was zu einer strafferen, glatteren Haut führt. Ideal für Bauch, Hüften, Oberschenkeln oder Arme.

- Elektrische Muskelstimulation (EMS)

 Durch gezielte Impulse wird die Muskulatur tiefenwirksam aktiviert für sichtbare Straffung, Muskelaufbau und verbesserte Körperkontur.
- PLUS für die Nachbehandlung

 Am Ende jeder Behandlung sorgt das PLUSHandstück für den besonderen Wohlfühlmoment:
 Ein gezielter Luftstrom erzeugt sanfte, pulsierende
 Wellen, die die Mikrozirkulation anregen und die
 natürliche Geweberegeneration unterstützen für
 sichtbar glattere Haut und ein leichteres Körpergefühl.



Behandlungsareale – Zielgerichtet und individuell

PHYSIQ 360 wurde entwickelt, um gezielt auf unterschiedliche Körperzonen einzugehen – je nach Bedarf, Gewebestruktur und individuellem Behandlungsziel.

Behandlungsareale im Überblick:

Oberarme

für ein strafferes, muskulöses Hautbild

Rücken & BH-Zone

zur Harmonisierung des gesamten Erscheinungsbildes

Bauch

für eine definierte Körpermitte und straffere Konturen

Hüften & Taille

zur Verfeinerung der Silhouette ("Love Handles")

Gesäß

zur Konturenverbesserung

Oberschenkel (innen & außen)

zur Glättung und Umfangsreduktion

Jede Körperzone hat unterschiedliche anatomische Voraussetzungen – z. B. Hautdicke, Muskelverlauf oder Bindegewebsstruktur. Durch die unabhängigen Applikatoren lassen sich Gewebeaktivierung im Bauchbereich, Muskelstimulation an den Oberschenkeln oder Hautstraffung an den Armen in einer Sitzung kombinieren – exakt abgestimmt auf die Bedürfnisse der Kund*innen.



Handstücke & ihre Funktionen

Laser- und EMS-Technologie, die in die Tiefe geht

PHYSIQ 360 ist mit vier unabhängig steuerbaren Applikatoren ausgestattet. Jeder Applikator arbeitet eigenständig und kann exakt auf die Bedürfnisse der jeweiligen Körperregion abgestimmt werden – für effektive Ergebnisse bei minimalem Aufwand. Mehrere Körperzonen wie Bauch, Hüften, Oberschenkel oder Arme lassen sich dabei zeitgleich und gezielt behandeln.

Integriertes Kühlsystem - Sicherheit & Komfort in jeder Phase

Die vier Applikatoren sind mit einem fortschrittlichen Kontaktkühlsystem ausgestattet, das die Haut während der Laserbehandlung kontinuierlich schützt und die Anwendung besonders angenehm macht.



PLUS-Handstück – Das leistungsstarke Finish jeder Behandlung

Am Ende jeder Sitzung wird das PLUS-Handstück eingesetzt, um die Ergebnisse von PHY-SIQ 360 zu verstärken und das Behandlungserlebnis abzurunden: Ein pulsierender Luftstrom erzeugt sanfte Wellenbewegungen auf der Hautoberfläche, die die Mikrozirkulation aktivieren. Dies fördert den natürlichen Abtransport, unterstützt die Regeneration des Gewebes und hinterlässt ein spürbar glatteres Hautbild. Der Effekt ist intensiver als bei einer manuellen Lymphdrainage, kombiniert mit einem angenehmen Wärmegefühl dank kleiner Lichtimpulse (6 LEDs) im Handstück.

Behandlungen neu gedacht - Effizient & ganz ohne Personal

PHYSIQ 360 ermöglicht eine komplett hands-free Anwendung: Die Applikatoren werden einfach auf den gewünschten Körperzonen fixiert – ganz ohne aktiven Personaleinsatz während der Behandlung. Nach dem Anlegen arbeitet das System automatisch nach dem individuell programmierten Behandlungsprotokoll. Das spart wertvolle Zeit, entlastet das Personal und sorgt gleichzeitig für ein angenehmes, sicheres Behandlungserlebnis für die Kund*innen. Maximale Effizienz bei minimalem Aufwand – ideal für ein modernes Kosmetikstudio.



Behandlungsergebnisse mit PHYSIQ 360

sichtbar, nachhaltig, überzeugend

Was Kund*innen erwarten können:

+ Reduzierter Umfang und definierte Körperkonturen

Dank der gezielten Tiefenwärme des Lasers wird das Gewebe effektiv modelliert und neu geformt – für eine schlankere, straffere Silhouette.

Verbesserte Hautstraffung und Elastizität

Die Stimulation der Kollagenbildung führt zu sichtbar glatterer und festerer Haut in den behandelten Arealen.

+ Muskelaufbau und Straffung durch EMS

Die elektrische Muskelstimulation sorgt für eine verbesserte

Muskeldefinition und Festigung – für mehr Form und Kontur.

+ Angenehmes Körpergefühl & gesteigerte Lebensqualität Viele Kund*innen berichten von einem leichteren, strafferen Körpergefühl und mehr Selbstbewusstsein.

+ Schnelle Resultate bei minimaler Ausfallzeit

Bereits nach wenigen Sitzungen sind sichtbare Verbesserungen erkennbar, ohne Ausfallzeiten oder Einschränkungen im Alltag.





Warum Ihr Studio in PHYSIQ 360 investieren sollte

PHYSIQ 360 ist mehr als nur ein neues Gerät – es ist eine strategische Investition in moderne, zeitsparende und hochwirksame Körperbehandlungen. Das System vereint neueste Technologie und bietet dadurch einzigartige Vorteile für Studios, die sich klar vom Wettbewerb abheben möchten.

5 überzeugende Gründe für PHYSIQ 360 im Studioalltag:

- Hands-free Anwendung Personalentlastung inklusive

 Die Behandlung erfolgt automatisiert: Handstücke werden angelegt, das System arbeitet eigenständig perfekt für effiziente Studioabläufe und minimierten Personalaufwand.
- + Kombination aus Wärme & Muskelstimulation

 PHYSIQ 360 vereint zwei bewährte Technologien in einem System für sichtbare Ergebnisse bei Umfangsreduktion, Hautglättung und Muskelaktivierung.
- **Zeitgleich mehrere Areale behandeln**Bis zu vier Handstücke arbeiten parallel ideal für Kund*innen, die schnelle, effektive Behandlungen ohne Ausfallzeit wünschen.
- + Modernes Design & Benutzerfreundlichkeit

 Hochwertige Verarbeitung, intuitive Bedienung und flexible Protokolle machen das Gerät sowohl für Fachpersonal als auch für Kund*innen attraktiv.
- Umsatzstark & Imagefördernd
 PHYSIQ 360 erfüllt die Nachfrage nach nicht-invasiven, schmerzarmen Körperbehandlungen und positioniert Ihr Studio als Anbieter innovativer Spitzentechnologie.

Ein Studio, das in PHYSIQ 360 investiert, entscheidet sich für Effizienz, Ergebnisorientierung und Zukunftssicherheit. Es ist die perfekte Antwort auf die wachsende Nachfrage nach effektiven, non-invasiven Body-Contouring-Lösungen – ohne OP, Ausfallzeit oder hohen Personaleinsatz.

Vereinte Laserkompetenz auf höchstem Niveau

DEKA (Italien) und **Asclepion Laser Technologies** (Deutschland) sind Teil der internationalen El.En.-Gruppe, einem weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Lasertechnologien für medizinische und ästhetische Anwendungen. DEKA steht für technologische Exzellenz und bietet ein breites Portfolio an hochentwickelten Lasersystemen für die dauerhafte Haarentfernung, Hautverjüngung, Gefäß- und Pigmentbehandlungen, Tattooentfernung sowie nicht invasive Körperformung.

Die mehrfach ausgezeichneten Laser überzeugen weltweit durch Wirksamkeit, Sicherheit und höchsten Anwendungskomfort – entwickelt in enger Zusammenarbeit mit führenden Fachärzt*innen und internationalen Forschungseinrichtungen. Asclepion und DEKA vereinen ihre Expertise innerhalb der Gruppe und arbeiten eng zusammen, um Innovation, wissenschaftlichen Fortschritt und Qualität weiter voranzutreiben. Als exklusiver Vertriebspartner für DEKA in Deutschland und Österreich gewährleistet Asclepion eine direkte Präsenz, kompetente Betreuung und umfassenden technischen Support vor Ort. Die El.En.-Gruppe ist in über 120 Ländern weltweit aktiv und steht für klinisch validierte, zuverlässige und leistungsstarke Laserlösungen – geschätzt von Ärzt*innen, Kliniken und Kosmetikstudios auf der ganzen Welt.

Technische Daten

Laserquelle	3 Emissionsmodi: LZR – EMS – STEP
Applikatoren	4 Pads
Handstückkühlung	Integrierte patentierte Kühlung
Datenbank	Integrierte Tutorials mit Behandlungsprotokollen
Handstückabmessungen	40 x 60 cm
Stromversorgung	115-230 VAC - 50/60 Hz - 1500 VA



ACHTUNG - Sichtbare und unsichtbare Laserstrahlung. Vermeiden Sie direkte oder diffuse Bestrahlung von Augen oder Haut. Laserprodukt der Klasse 4.

Diese Broschüre ist nicht für den US-Markt bestimmt.







Hergestellt von DEKA M.E.L.A. s.r.l.

Via Baldanzese, 17 – 50041 Calenzano (FI) – Italien Tel. +39 055 8874942 – Fax +39 055 8832884



Die Produkte von DEKA werden in Deutschland und Österreich exklusiv von Asclepion Laser Technologies vertrieben und sind Teil der Asclepion Family.

www.asclepion.de Tel. +49 3641/7700100